


## Anticuerpo Policlonal Anti-Rapgef1 (C3G/Grf2) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13905

Número de artículo: CM0022436



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RAPGEF1/C3G humano (Q13905), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudiar la adhesión celular, la activación de RAS y el crecimiento de neuritas en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RAPGEF1 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | C3G; GRF2; RAPGEF1                                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 2889                                                                                                                                  |
| GeneID              | 2889                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 844-1095 de RAPGEF1 humano (NP_941372.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | Q13905                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 121kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |