

Anti-Raph1 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q70E73

Número de artículo: CM0015576



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-RAPH1 validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata.

Explore la dinámica de lamelipodios y los mecanismos de adhesión celular con esta materia prima para IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAPH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LPD; RMO1; PREL2; PREL-2; ALS2CR9; ALS2CR18; RaIGDS/AF-6; RAPH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	65059
GeneID	65059
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del RAPH1 humano (NP_998754.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q70E73
Peso proteico	135kDa
Envío	Bolsa de hielo