

Anticuerpo Policlonal Anti-Rapsn Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13702

Número de artículo: CM0028661

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RAPSN humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta niveles endógenos de RAPSN en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de la unión neuromuscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAPSN Rabbit pAb
Notas / Alias	FADS; CMS11; CMS4C; FADS2; RAPSYN; RNF205; RAPSN
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5913
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-353 de RAPSN humano (NP_116034.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13702
Peso Molecular	46kDa
Envío	Bolsa de hielo