

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Raptor Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N122

Número de artículo: CM0012729



Introducción

El mAb de conejo Raptor de CamelBio se dirige a Raptor humano/ratón (Q8N122) para WB, IHC-P, ELISA. Esta proteína de andamio mTORC1 es clave para la detección de nutrientes, la autofagia y las vías de señalización de crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Raptor Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57521
ID de Gen	57521
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1236-1335 del Raptor humano (Q8N122).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N122
Peso Proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo