

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Raptor Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N122

Número de artículo: CM0023567



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Raptor (RPTOR), un componente clave de mTORC1. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación del crecimiento celular, la señalización de nutrientes y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Raptor Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	57521
ID de gen	57521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 888-1013 de RPTOR humano (NP_065812.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N122
Peso proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo