


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rar α Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10276

Número de artículo: CM0003043



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-RAR α de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce RAR α humano, de ratón y rata (51 kDa), un receptor de ácido retinoico involucrado en la regulación genética. Ideal para investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RAR α Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RAR; NR1B1; RARalpha; RAR α
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5914
GeneID	5914
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de RAR α humano (P10276).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10276
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo