


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rar $\alpha$ Para Wb, If/Icc, Elisa - P10276

Número de artículo: CM0014517



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RAR $\alpha$  validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige al receptor alfa de ácido retinoico (P10276), un receptor nuclear implicado en la transcripción, el desarrollo y la inflamación. Adecuado para investigación de señalización y epigenética.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RAR $\alpha$ Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | RAR; NR1B1; RARalpha; RAR $\alpha$                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                                      |
| ID de Gen (Humano)  | 5914                                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-457 del RAR $\alpha$ humano (NP_001019980.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                         |
| SWISS               | P10276                                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 51kDa                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                              |