


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rarg Para Wb, Elisa - P13631

Número de artículo: CM0030722



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RARG de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconoce RARGgamma humano, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la señalización por ácido retinoico, la regulación génica y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RARG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RARC; NR1B3; RARGgamma; RARG
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5916
GeneID	5916
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 168-199 de RARG humano (NP_000957.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13631
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo