

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rarres2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99969

Número de artículo: CM0030954



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RARRES2 humano (quemarina/TIG2) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación de adipocinas en estudios de metabolismo, inflamación y obesidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RARRES2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIG2; HP10433; RARRES2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5919
GeneID	5919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-163 de RARRES2 humano (NP_002880.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99969
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo