


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rars Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54136

Número de artículo: CM0009724



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RARS humano (arginil-ARNt sintetasa), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de síntesis proteica y citoquinas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-RARS
Observaciones/Alias	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5917
ID del Gen	5917
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de RARS humano (NP_002878.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P54136
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo