


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rars Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54136

Número de artículo: CM0031035



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RARS humano (ArgRS). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para investigación en síntesis de proteínas y aminoacil-ARNt sintetasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-RARS
Observaciones/Alias	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5917
GeneID	5917
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de RARS humano (NP_002878.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54136
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo