

Anticuerpo Policlonal Anti-Rars2 Para Wb, Elisa - Q5T160

Número de artículo: CM0026959

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RARS2 humano (ArgRS), adecuado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. Uso en investigación para estudios de traducción mitocondrial e hipoplasia pontocerebelosa. Ideal para el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RARS2 Rabbit pAb
Notas/Alias	PCH6; ArgRS; RARSL; DALRD2; PRO1992; RARS2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57038
ID de Gen	57038
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-340 de RARS2 humano (NP_064716.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5T160
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo