

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rarβ Para Wb, If/Icc, Elisa - P10826

Número de artículo: CM0005138



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RARβ humano (receptor del ácido retinoico beta). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio de la señalización por ácido retinoico y la función de los receptores nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RARβ Rabbit mAb
Notas/Alias	HAP; RRB2; NR1B2; MCOPS12; RARbeta; RARbeta1; RARβ
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5915
GeneID	5915
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 350-455 de RARβ humano (NP_000956.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10826
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo