


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rasa1 Para Wb, Elisa - P20936

Número de artículo: CM0009035



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína humana RASA1 (proteína activadora de GTPasa Ras 1, p120GAP) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de señalización Ras. Peso molecular diana ~116 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo RASA1
Observaciones/Alias	GAP, PKWS, RASA, p120, CMAVM, CM-AVM, CMAVM1, RASGAP, p120GAP, p120RASGAP, RASA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5921
GeneID	5921
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la RASA1 humana (P20936)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P20936
Peso proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo