

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rasal2 Para Wb Y Elisa - Q9Ujf2

Número de artículo: CM0016708

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RASAL2 validado en WB y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas y de rata. Dirigido contra RASAL2, un regulador inhibidor de la vía de Ras-AMP cíclico. Obtenido de conejo para investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RASAL2
Observaciones/Alias	NGAP; RASAL2
Especie	Humano
GeneID (humano)	9462
GeneID	9462
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-1040 de RASAL2 humano (NP_733793.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q9UJF2
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo