

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rasd1 Para Wb, Elisa - Q9Y272

Número de artículo: CM0015898

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RASD1 validado para WB y ELISA en humano y ratón. Se dirige a la proteína 1 relacionada con Ras inducida por dexametasona, una pequeña GTPasa implicada en la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RASD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AGS1; DEXRAS1; MGC:26290; RASD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51655
GeneID	51655
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 132-281 del RASD1 humano (NP_057168.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y272
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo