


Anticuerpo Policlonal Anti-Rasgrp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 095267

Número de artículo: CM0018243



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RASGRP1 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la señalización de Ras en el desarrollo de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RASGRP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMD64; RASGRP; CALDAG-GEFI; CALDAG-GEFII; RASGRP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10125
GeneID	10125
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 598-797 de RASGRP1 humano (NP_005730.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	095267
Peso de la proteína	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo