

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rasgrp1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Z1S3

Número de artículo: CM0028649

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RASGRP1 para WB, IP, ELISA. Detecta RASGRP1 humano y de ratón (~90 kDa). Adecuado para investigación de señalización Ras, desarrollo de células T/B y oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RASGRP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Rasgrp; calDAG-GEFII
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	10125
GenelD	19419
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 678-795 de RASGRP1 de ratón (NP_035376.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Policlonal
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Z1S3
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo