


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rasip1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5U651

Número de artículo: CM0024210



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RASIP1, un regulador crítico de la señalización de GTPasas en células endoteliales. Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. ~103 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RASIP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAIN; RASIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54922
GeneID	54922
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 635-785 del RASIP1 humano (Q5U651).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5U651
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo