


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rassf1 Para Wb Y Elisa - Q9Ns23

Número de artículo: CM0017055



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RASSF1 humano (UniProt Q9NS23), validado para WB y ELISA. Adecuado para la investigación de supresores de tumores, estudios del ciclo celular y apoptosis. Reacciona con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	RASSF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	123F2; RDA32; NORE2A; RASSF1A; REH3P21; RASSF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11186
GeneID	11186
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-340 del RASSF1 humano (NP_009113.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NS23
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo