

## Anticuerpo Policlonal Anti-Rassf4 Para Wb, Elisa - Q9H2L5

Número de artículo: CM0016607

### Introducción

Valide RASSF4, un supresor tumoral potencial y efector de KRAS, con este anticuerpo policlonal de conejo. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y ciclo celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RASSF4 Conejo pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | AD037; RASSF4                                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 83937                                                                                                                             |
| GeneID              | 83937                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de RASSF4 humano (NP_114412.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q9H2L5                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 37kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |