

Anticuerpo Policlonal Anti-Rassf5 Para Wb, Elisa - Q8Www0

Número de artículo: CM0031087



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RASSF5 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige al supresor de tumores NORE1/RAPL (47 kDa) implicado en la apoptosis y la adhesión de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RASSF5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83593
GeneID	83593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-265 del RASSF5 humano (NP_872606.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WWW0
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo