

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rassf5 Para Wb Y Elisa - Q8Www0

Número de artículo: CM0015291



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RASSF5 para WB y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Se dirige a la RASSF5 (NORE1/RAPL), un potencial supresor de tumores y regulador de la adhesión linfocitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-RASSF5
Observaciones/Alias	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83593
GeneID	83593
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WWW0
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo