

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rassf6 Para Wb, Elisa - Q6Ztq3

Número de artículo: CM0029062

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RASSF6, adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Utilizado en investigación de apoptosis y biología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-RASSF6
Observaciones/Alias	RASSF6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	166824
GeneID	166824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-303 de RASSF6 humano (NP_001257320.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6ZTQ3
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo