

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti Proteína C Reactiva/ Crp De Rata Para Wb, Elisa - P48199

Número de artículo: CM0020688

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína C reactiva (CRP) de rata, validado para WB y ELISA. Inmunógeno de proteína de fusión recombinante (aa 20-230). Reconoce la CRP de rata (Swiss-Prot P48199). Ideal para la investigación de la defensa del hospedador y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	pAb de conejo contra la proteína C reactiva/CRP de rata
Observaciones/Alias	Aa1249; Ac1262; Ab1-341; Ab2-196; Ac1-114; Ac2-069; Ba2-693; Proteína C reactiva/CRP de rata
Especie	Rata
ID del gen	25419
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-230 de la proteína C reactiva/CRP de rata (NP_058792.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P48199
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo