

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rav1 Para Wb Y Elisa - Q9Zwm9

Número de artículo: CM0020576



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de transcripción RAV1 de Arabidopsis thaliana, adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta una proteína nuclear de 39 kDa implicada en la señalización del etileno y la regulación del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RAV1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AtRAV1; EDF4; FACTOR DE UNIÓN A ADN DE RESPUESTA AL ETILENO 4; relacionado con ABI3/VP1 1; T6J4.2; T6J4_2; RAV1
Especie	Arabidopsis thaliana
ID del Gen	837886
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 245-344 de RAV1 de Arabidopsis thaliana (NP_172784.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9ZWM9
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo