


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rb Para Ihc-P Y Elisa - P06400

Número de artículo: CM0004049



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la proteína del retinoblastoma humano (RB/pRb) validado para IHC-P y ELISA. Ideal para la investigación del cáncer y del ciclo celular, el desarrollo de diagnósticos y la detección de dianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5925
GeneID	5925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 701-928 de RB humana (NP_000312.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo