


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rbap46/Rbbp7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16576

Número de artículo: CM0006609



Introducción

mAb de conejo contra RbAp46/RBBP7 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido a la proteína de unión a histonas RBBP7, una subunidad de los complejos de remodelación de la cromatina. Ideal para investigación epigenética y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra RbAp46/RBBP7
Observaciones/Alias	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5931
ID del gen	5931
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de la RbAp46/RBBP7 humana (NP_002884.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16576
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo