


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbap46/Rbbp7 - Q16576

Número de artículo: CM0017684



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo frente a la proteína de unión a histonas RbAp46/RBBP7 humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RbAp46/RBBP7 Rabbit pAb
Observaciones / Alias	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Especie	Humana
GeneID (Humana)	5931
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de RbAp46/RBBP7 humana (NP_002884.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reacción cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q16576
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo