

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rbbp4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09028

Número de artículo: CM0005504



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína RBBP4 humana (NURF55, RBAP48) para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y rata. Componente de IVD para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBBP4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NURF55; RBAP48; Iin-53; RBBP4
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	5928
ID del gen	5928
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la RBBP4 humana (NP_005601.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q09028
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo