

Anticuerpo Policlonal Anti-Rbbp4 Para Wb, Elisa, Chip - Q09028

Número de artículo: CM0016578



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado dirigido a la proteína humana RBBP4 (NURF55/RBAP48), una proteína de unión a histonas involucrada en el remodelado de la cromatina. Adecuado para WB, ELISA, ChIP. Ideal para investigación en epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] RBBP4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NURF55; RBAP48; lin-53; P4
Especie	Humano
GeneID	5928
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-425 de RBBP4 humano (NP_005601.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q09028
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo