


Anticuerpo Policlonal Anti-Rbbp6 Para Wb Y Elisa - Q7Z6E9

Número de artículo: CM0023669



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RBBP6 humano (E3 ubiquitin-proteína ligasa), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para investigación sobre regulación de p53, replicación del ADN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBBP6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PACT; MY038; P2P-R; RBQ-1; SNAMA; RBBP6
Especie	Humano
ID genético	5930
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z6E9
Peso de la proteína	202kDa
Envío	Bolsa de hielo