

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbbp8 Para Wb - Q99708

Número de artículo: CM0014671



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RBBP8 humano (CtIP), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigaciones sobre reparación del ADN, ciclo celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-RBBP8
Observaciones/alias	RIM; COM1; CTIP; JWDS; SAE2; JAWAD; SCKL2; RBBP8
Especie	Humana
GeneID (humano)	5932
GeneID	5932
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 648-897 de RBBP8 humano (NP_002885.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q99708
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo