


Anticuerpo Policlonal Anti-Rbbp9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75884

Número de artículo: CM0028014



Introducción

El RBBP9 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido a la serina hidrolasa RBBP9, validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre cáncer y señalización por TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBBP9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BOG; RBBP10; RBBP9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10741
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-186 de RBBP9 humana (NP_006597.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75884
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo