


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbfox1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Nwb1

Número de artículo: CM0030467



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RBFOX1 humano (también A2BP1, homólogo de Fox-1 A) para Western blot, IF-P y ELISA. Reactividad cruzada confirmada con humano, ratón y rata; inmunógeno de 130 aa N-terminales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBFOX1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	2BP1; FOX1; A2BP1; FOX-1; HRNBP1; RBFOX1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54715
ID de Gen	54715
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de RBFOX1 humano (NP_665900.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWB1
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo