

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08999

Número de artículo: CM0017064



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RBL2 (p130, Rb2) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce RBL2 humano y de ratón, un regulador clave del ciclo celular y supresor de tumores. Ideal para investigación de cromatina y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Rb2; P130; BRUWAG; RBL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5934
GeneID	5934
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 413-613 del RBL2 humano (NP_005602.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q08999
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo