


Anticuerpo Policlonal Anti-Rbm14 Para Wb, Elisa - Q96Pk6

Número de artículo: CM0029353



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RBM14 humana, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos, ratones y ratas. Útil para estudiar la proteína de unión a ARN 14 en la regulación de la transcripción y los centriolos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBM14 pAb de conejo
Notas / Alias	SIP; COAA; PSP2; SYTIP1; TMEM137; RBM14
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	10432
ID del gen	10432
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-220 de RBM14 humana (NP_006319.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PK6
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo