

Anticuerpo Policlonal Anti-Rbm15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96T37

Número de artículo: CM0026934



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo RBM15 detecta RBM15 humano y de ratón (107 kDa), validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar la metilación m6A, la inactivación del cromosoma X y la diferenciación hematopoyética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBM15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OTT; OTT1; SPEN; RBM15
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64783
ID de Gen	64783
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 530-780 del RBM15 humano (NP_001188474.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96T37
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo