

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm15B Para Wb Y Elisa - Q8Ndt2

Número de artículo: CM0027862

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RBM15B humano (Proteína de unión a ARN putativa 15B, OTT3), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la metilación de m6A y el procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBM15B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OTT3; HsOTT3; HUMAGCGB; RBM15B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29890
GeneID	29890
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 540-720 del RBM15B humano (NP_037418.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NDT2
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo