

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96I25

Número de artículo: CM0030293



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo producido contra RBM17 (SPF45) humano recombinante para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta un factor de empalme nuclear de 45 kDa implicado en la regulación del empalme de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBM17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPF45; RBM17
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	84991
ID del gen	84991
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la RBM17 humana (NP_116294.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96I25
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo