


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm19 Para Wb, Elisa - Q9Y4C8

Número de artículo: CM0019475



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RBM19 humano, validado para WB y ELISA. Esencial para estudiar el desarrollo embrionario, los mecanismos de unión a ARN y la neoplasia intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RBM19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Mrd1; RBM19
Especie	Humano
GeneID	9904 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 759-960 del RBM19 humano (NP_057280.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y4C8
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo