

Anticuerpo Policlonal Anti-Rbm25 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49756

Número de artículo: CM0018241



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína de unión a ARN 25 (RBM25), validado en WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano y ratón. RBM25 regula el empalme alternativo y la apoptosis mediante la modulación de la isoforma BCL2L1 - P49756

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBM25 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S164; NET52; RNPC7; Snu71; RED120; fSAP94; RBM25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	58517
GeneID	58517
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49756
Peso de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo