

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm26 Para Wb Y Elisa - Q5T8P6

Número de artículo: CM0017760

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RBM26, validado para WB y ELISA. Detecta RBM26 humano y reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de proteínas de unión a ARN y estudios de recambio de ARN nuclear pA+.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBM26 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64062
ID de Gen	64062
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q5T8P6
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo