

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm26 Para Wb Y Elisa - Q5T8P6

Número de artículo: CM0015375

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RBM26 aplicable para Western blot y ELISA. Se dirige a la proteína de unión a ARN 26 humana, implicada en el recambio del ARN nuclear poli(A)+. Ideal para la investigación de regulación post-transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBM26 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARR52; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64062
ID de Gen	64062
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-140 del RBM26 humano (NP_071401.3)
Fuente	Cconejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5T8P6
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo