

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rbm3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98179

Número de artículo: CM0002708



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RBM3 humano (proteína de unión a ARN 3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de estrés por frío y unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo RBM3
Observaciones/Alias	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5935
GeneID	5935
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 58-157 del RBM3 humano (P98179)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98179
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo