

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P98179

Número de artículo: CM0026383



Introducción

RBM3 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal obtenido en conejo, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Objetivo: proteína RBM3 de unión a ARNm inducible por frío (17 kDa, SWISS P98179).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBM3 Rabbit pAb
Notas / Alias	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5935
ID del gen	5935
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98179
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo