

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm34 Para Wb, Elisa - P42696

Número de artículo: CM0013884

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RBM34 validado para Western blot y ELISA. Se dirige a la proteína de unión a ARN 34 humana, que se localiza en el nucléolo y está implicada en el procesamiento de ARN. Adecuado para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBM34 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RBM34
Especie	Humano
ID de Gen	23029
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-280 del RBM34 humano (NP_055829.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P42696
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo