


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm39 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14498

Número de artículo: CM0019557



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RBM39 humano (CAPER α). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de empalme (splicing) y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RBM39 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HCC1, CAPER, RNPC2, FSAP59, CAPERalpha, RBM39
Especie	Humano
GeneID (humano)	9584
GeneID	9584
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-508 del RBM39 humano (NP_001229528.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14498
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo