

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rbm46 Para Wb Y Elisa - Q8Tby0

Número de artículo: CM0024129

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RBM46 (CT68), un regulador clave de la meiosis y la fertilidad. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología reproductiva y células germinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBM46 Rabbit pAb
Notas / Alias	CT68; RBM46
Especie	Humano
GeneID (humano)	166863
GeneID	166863
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la proteína RBM46 humana (NP_659416.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TBY0
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo