


Anticuerpo Policlonal Anti-Rbm5 Para Wb, Elisa - P52756

Número de artículo: CM0014761



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RBM5 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre apoptosis y corte y empalme alternativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RBM5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G15, H37, RMB5, LUCA15, LUCA-15, RBM5
Especie	Humano
GeneID (humano)	10181
GeneID	10181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de RBM5 humano (NP_005769.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P52756
Peso molecular	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo